

# Dosisaanpassing Vancomycine volgens spiegelbepaling bij continu infuus (en bij normale nierfunctie):

Oplaaddosis 35 mg/kg (max 3g) in 500 ml glucose 5% (of NaCl 0,9%) over 4 uur

Onderhoudsdosis 35 mg/kg/24 uur (max 3 g)  
in 500-1000 ml glucose 5% (of NaCl 0,9%)

24-48u na start onderhoudsdosis  
Bepaling vancomycine plateauspiegel (doel 25 – 30 mg/l). Voor milde infecties is 20-25 mg/L ook aanvaardbaar.

<10 mg/L

10-15 mg/L

15-20 mg/L

20-30 mg/L

30-35 mg/L

>35 mg/L

Bolus  
15 mg/kg  
over 2 uur

Bolus  
10 mg/kg  
over 2 uur

Onderhoudsdosis verhogen  
met 500 mg/24 uur

Onderhoudsdosis  
ongewijzigd

Onderhoudsdosis vermindere  
n met 500 mg/24 uur

Controleer of spiegel correct werd  
afgenomen.  
Zo ja: Stop gedurende 6 uur.  
Spiegelen, wachten tot spiegel gekend,  
pas terug starten aan gereduceerde dosis  
als spiegel  $\leq$  30.

Bepaling vancomycine plateauspiegel elke 24 uur tot stabiele doelspiegel (om 6 uur).  
Aanpassen volgens bovenstaand schema.